

Product details

Einführung der gelben pp Isolation Kleid

Gelb pp Isolation Kleid Lieferanten, pp OP-Kittel für den Arzt, billige medizinische Einweg Kleider aus hydrophoben Polypropylen-Material, umfassen PP, PP + PE, SMS, mikroporöse, Latex frei; abriebfeste; fusselarm; mit einem hohen Grad an Flüssigkeitsabweisung.

Spezifikation der gelben pp Isolation Kleid

Material	PP Vlies
Grammage	20g oder 15-65gsm
Farbe	Gelb, können wir schwarz usw. machen weiß, grün, blau, rosa, rot, grau, auch
Größe	120x130cm, 130x150cm, 150x160cm, 150x190cm, 170x170cm
Stil	Anknüpfen / Klettverschluss am Hals, elastisch / Strickbund, Standard oder verstärkt
Verpackung	Nicht steril, 10 Stück / Beutel, 10 Beutel / Karton. steril, 1 PC / sterilen Beutel, 100 Stück / Karton
Verpackungsdesign	Alle Innenkasten und Kartondruck kann als Ihr Entwurf sein
Kartongröße	58X28X48 cm
Anwendungen	Krankenhaus medizinisches Personal und Patienten. staubfreien Werkstatt, Labor, Lebensmittelindustrie, Elektronik produziert und so weiter

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL EQUIPMENT



Our business process



The regular shipment way



FAQ

- 1, freies Probe.
- 2, Kleiner Auftrag annehmbar;
- 3, L / C, T / T, D / P Bedingungen zur Verfügung;
4. FOB, CNF, CIF, EXW Bedingungen zur Verfügung;
- 5, wettbewerbsfähige und stabile Preis, weil wir sind Fabrik.
- 6, qualifizierte Produkte. 3. Teil Produkt Inspektion ist akzeptabel.
- 7, OEM-Service. Weitere Optionen auf Material, Muster, Größe und Verpackung;
- 8, pünktliche Lieferung. Die beste Vorlaufzeit 25-30 Tag für einen Behälter 40HQ.
- 9, Profi-Export-Service. Dokumentation, freigabe, Seetransport, alles in einem.
- 10, gut Kundendienst. Wir kümmern uns Beschwerden, wie wir möchten Ihr langfristiger Lieferant sein!