

Embalaje de mascarilla con logo.:

Especificación	Embalaje normal	Tamaño del cartón	1 * 40 Contenedor de HQ puede mantener (PCS)
17.5 * 9.5cm, 3-caply, 18 + 20 + 20g	50 piezas / caja, 40 cajas / CTN	52 * 19 * 42cm	3,280,000 PCs
17.5 * 9.5cm, 3-caply, 25 + 25 + 25g	50 piezas / caja, 40 cajas / CTN	51 * 37 * 30cm	2,400,000 PCs

Observaciones: Todo puede ser especializado especializado de acuerdo con sus requisitos reales

Especificaciones de la mascarilla con logo.:

Origen	Xiantao, Hubei, China
Material	PP no tejido + Filtro + PP no tejido (muy baja resistencia a la respiración, libre de olor extranjero, sin ningún sentimiento estimulante)
Peso	15 + 20 + 25G / 20 + 20 + 25G / 20 + 25 + 25G (cómodo, sin fibras de vidrio, libre de látex).
Estilo	Lazo de oído elástico / corbata en (libre de látex)
Tamaño	17.5x9.5cm (adulto) /14.5x9.5cm (niños) / 12x7cm (bebé)
Color	blanco, verde, azul, rosa, amarillo, rosa, naranja, púrpura, rojo (todos los colores pueden estar disponibles)
Diseño de embalaje	Toda la caja interna y la impresión de cartón pueden ser como su diseño.
Tamaño del cartón	52x38x30cm / 52x19x42cm
Aplicaciones	Hospital, laboratorio, industria alimentaria, taller sin polvo, fabricantes electrónicos, etc.

Detalle imágenes de la mascarilla con logo:







 orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

