

3 pliegues personalizados mascarillas quirúrgicas, 99% mascarilla dentista filtración, látex máscara de la cara libre para el servicio de alimentos

Descripciones de máscaras de encargo quirúrgicos

- 1) El plisado de 3 capas proporcionan una buena protección y resistencia a los fluidos;
- 2) Es 100% libre de látex y fibra de vidrio libre, y todos los materiales son no irritante e inodoro;
- 3) El pliegue en las formas de máscara mejor forma de cono para una máxima protección;
- 4) Disponible en color popular, tenemos 11 colores ahora;
- 5) PFE 0,1 micras & gt; 99% y BFE 3 micras & gt; 99%;
- 6) la resistencia del fluido, mmHg: 80;
- 7) Es la primera línea de defensa en cualquier bio-emergencia o pandemia.

La aplicación de la mascarilla dentista

- 1) Para el hospital clínica médica y los pacientes, el polvo taller de trabajo libre, fábrica de alimentos.
- 2) Para evitar la propagación de los fluidos corporales y contenidos salpicaduras de sangre.

Envasado de mascarilla para el servicio de alimentos

Especificación	embalaje normal	Tamaño del cartón	1 * 40 HQ contenedor puede contener (PC)
17.5 * 9.5cm, 3ply, 18 + 20 + 20G	50 PC / caja, 40 cajas / ctn	52 * 19 * 42cm	3.280.000 PC
17.5 * 9.5cm, 3ply, 25 + 25 + 25G	50 PC / caja, 40 cajas / ctn	51 * 37 * 30cm	2.400.000 PC
Observación: todos pueden ser especial personalizada de acuerdo a sus necesidades reales			

Imagen de máscaras quirúrgicas personalizada



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

