

Product details

El material de la máscara médica linda

- 1) 3layers: spunbond no tejido + soplado en fusión papel de filtro + velo de hilatura
- 2) La tela tiene la resistencia del fluido máxima y la protección contra fluidos corporales
- 3) Filtración bacteriana Eficiencia: 99,7%, de partículas Eficiencia de filtración: 98,5%,
Tamaño de las partículas: 0,1 micras

El rendimiento de los niños se enfrentan máscara

- 1) de soldadura ultrasónico asegura más fuerte máscara construido, elimina agujeros y defectos
- 2) una nariz ajustable para un mejor ajuste, muy cómodo de llevar

Los términos de intercambio de encargo imprimen máscara quirúrgica


MOQ	500.000 PC
Términos de pago	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, FIDEICOMISO, PayPal
capacidad de la fuente	1.000.000 PC / día
El tiempo de entrega	Según la cantidad
Detalles de empaque	50 PC / caja de 2000 PC / ctn, o como su requisito

Product display





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





The regular shipment way

