

3ply quirúrgica máscara facial, cara antibacteriano desechable máscara 17,5 * 9,5 cm, PP no tejido mascarilla anti-olor suave

Las indicaciones de mascarilla quirúrgica desechable 3ply

- 1) mascarilla estéril es para el hospital, el personal clínico, médicos y pacientes;
- 2) mascarilla no estéril se puede utilizar para taller libre de polvo, fábrica de alimentos y así sucesivamente.

Especificaciones de mascarilla antibacteriano

Material	PP no tejido + alta filtración de papel + PP no tejido
peso de la tela	Podría ser como su petición
gancho para la oreja	Ate o gancho para la oreja
tamaño	17.5 * 9.5cm, o como sus requisitos
Color	blanco / azul / verde / rosa / amarillo / naranja / violeta / limón / azul de Capri / burdeos / negro
Embalaje	50 PC / caja de 2000 PC / ctn, o como su requisito
El diseño que embala	toda la caja interna y la impresión embalaje exterior pueden ser como su diseño
aplicaciones	hospital, laboratorio, industria alimentaria, taller libre de polvo, electrónica fabrica y así sucesivamente

Envasado de mascarilla anti-olor

50pcs / box, 40boxes / CTN, 52x19x42cm;

1 * 20 del envase del GP puede almacenar 1.400.000 piezas de máscaras, 700 ctns;

recipiente 1 * 40 HC puede contener 3.450.000 piezas de la máscara, 1725 ctns.

O como sus requisitos.

Cuadro de la mascarilla quirúrgica desechable 3ply

