

La aplicación de la máscara de la cirugía

1. Para hospitales clínicos y pacientes médicos, polvo taller de trabajo libre, fábrica de alimentos.
2. To a prevenir la propagación de los fluidos corporales y contenidos salpicaduras de sangre.

Parámetros de la mascarilla desechable quirúrgica

- 1) Material: no tejido PP + alta filtración de papel + PP no tejido
- 2) Color: Blanco / azul / verde / rosa / amarillo / naranja / violeta / limón / azul de Capri / burdeos
- 3) gancho para la oreja: empate en o elástico mascarilla desechable quirúrgica
- 4) Tamaño: 17,5 * 9,5 cm para adultos; 14.5 * 9.5 para los niños; 12.5 * 7.5cm para el bebé
- 5) El bar Aroma de plástico o de metal, flexible, accesorio fijo

Envasado de mascarillas médicas con diseño

Especificación	embalaje normal	Tamaño del cartón	1 * 40 HQ contenedor puede contener (PC)
17.5 * 9.5cm, 3ply, 18 + 20 + 20G	50 PC / caja, 40 cajas / ctn	52 * 19 * 42cm	3.280.000 PC
17.5 * 9.5cm, 3ply, 25 + 25 + 25G	50 PC / caja, 40 cajas / ctn	51 * 37 * 30cm	2.400.000 PC
Observación: todos pueden ser especial personalizada de acuerdo a sus necesidades reales			

Nuestra fábrica

- 1) Fabricante con 12 años de historia en la producción de mascarilla desechable quirúrgica, y todo tipo de productos de protección desechables;
- 2) la producción de energía Fuerte: 1 * 40 HQ contenedor se puede acabar en 15 días;
- 3) las ventas prometedoras equipo: servicio en 24 horas
- 4) un seguro de alta calidad: ISO9001, ISO13485, CE certificado, Registrado en la FDA.

Los términos de intercambio de mascarillas médicas con diseño

MOQ	100.000 PC
-----	------------

Precio	Negociable
Términos de pago	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, FIDEICOMISO, PayPal
capacidad de la fuente	1.000.000 PC / día, 1 * 40 HQ contenedor se puede acabar en 15 días
El tiempo de entrega	Normalmente 30 días después de confirmado el pedido
Muestra	Muestra está libre, se pueden preparar bien en 2 días

Cuadro de mascarillas médicas con diseño





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

