

Anti-bacterias máscara facial quirúrgica, mascarillas médicas para salas blancas, no tejido con proveedor mascarilla

La característica de máscara facial quirúrgica

- 1) tridimensional de diseño: se especifica máscaras anti-SARS, la esterilización, anti-influenza, el polvo
- 2) Con la pinza en la nariz: flexible, equipamiento fijo
- 3) de borde fino: el borde del paquete de tecnología de termosellado completa
- 4) lazo de gancho para la oreja: cómodo y equipado

Especificaciones de mascarillas médicas

Material	PP no tejido + alta filtración de papel + PP no tejido
peso de la tela	Podría ser como su petición
gancho para la oreja	Ate o gancho para la oreja mascarillas médicas
tamaño	17.5 * 9.5cm, o como sus requisitos
Color	blanco / azul / verde / rosa / amarillo / naranja / violeta / limón / azul de Capri / burdeos / negro
Embalaje	50 PC / caja de 2000 PC / ctn, o como su requisito
El diseño que embala	toda la caja interna y la impresión embalaje exterior pueden ser como su diseño
aplicaciones	hospital, laboratorio, industria alimentaria, taller libre de polvo, electrónica fabrica y así sucesivamente

Las condiciones de pago de la máscara facial quirúrgica

MOQ	100.000 PC
precio	Negociable
Términos de pago	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, FIDEICOMISO, PayPal
capacidad de la fuente	1.000.000 PC / día, 1 * 40 HQ contenedor se puede acabar en 15 días
El tiempo de entrega	Normalmente 30 días después de confirmado el pedido
Muestra	Muestra está libre, se pueden preparar bien en 2 días

Imagen del no tejido mascarilla

