

Anti-bacteria de tipo quirúrgico máscara, la máscara de polipropileno no tejido, cuerda elástica fabricante máscara de hospital

Visión general de la máscara de tipo quirúrgico

- 1) En ciclo Orejas Para transportar de forma segura
- 2) Un tamaño para adaptarse a todo, el tamaño aproximado: 17,5 cm x 9,5 cm
- 3) cubra la nariz, la boca y la barbilla para una protección completa
- 4) Color: blanco / azul / verde / rosa / amarillo / naranja / violeta / limón / azul de Capri / burdeos / negro, contamos con 10 colores totalmente
- 5) NELSON, ISO, certificados CE, BFE & gt; 99%, de tipo standard II / Tipo IIR
- 6) libre de látex, la respiración fácil, respetuoso del medio ambiente
- 7) el uso de múltiples: quirúrgica, gripe, protectores de polvo, dentistas, salones, mantenimiento general, etc.

Embalaje de la máscara no tejida

50pcs / box, 40boxes / CTN, 52x38x30cm;

1 * 20 del envase del GP puede almacenar 1.000.000 piezas de máscaras;
recipiente 1 * 40 HC puede contener 2.450.000 piezas de máscara.

También podemos hacer el embalaje como sus requisitos.

Los términos de intercambio de la máscara de hospital

| | |
|------------------------|---|
| MOQ | 100.000 PC |
| Precio | Negociable |
| Términos de pago | T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, FIDEICOMISO, PayPal |
| capacidad de la fuente | 1.000.000 PC / día, 1 * 40 HQ contenedor se puede acabar en 15 días |
| El tiempo de entrega | Normalmente 30 días después de confirmado el pedido |
| Muestra | Muestra está libre, se pueden preparar bien en 2 días |

Cuadro de la máscara de hospital



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

