Anti-bactieria de tipo quirúrgico máscara, la máscara de polipropileno no tejido, cuerda elástica fabricante máscara de hospital

Visión general de la máscara de tipo quirúrgico

- 1) En ciclo Orejas Para transportar de forma segura
- 2) Un tamaño para adaptarse a todo, el tamaño aproximado: 17,5 cm x 9,5 cm
- 3) cubra la nariz, la boca y la barbilla para una protección completa
- 4) Color: blanco / azul / verde / rosa / amarillo / naranja / violeta / limón / azul de Capri / burdeos / negro, contamos con 10 colores totalmente
- 5) NELSON, ISO, certificados CE, BFE & gt; 99%, de tipo standard II / Tipo IIR
- 6) libre de látex, la respiración fácil, respetuoso del medio ambiente
- 7) el uso de múltiples: quirúrgica, gripe, protectores de polvo, dentistas, salones, mantenimiento general, etc.

Embalaje de la máscara no tejida

50pcs / box, 40boxes / CTN, 52x38x30cm; 1 * 20 del envase del GP puede almacenar 1.000.000 piezas de máscaras; recipiente 1 * 40 HC puede contener 2.450.000 piezas de máscara.

También podemos hacer el embalaje como sus requisitos.

Los términos de intercambio de la máscara de hospital

MOQ	100.000 PC
Precio	Negociable
Términos de pago	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, FIDEICOMISO, PayPal
capacidad de la fuente	1.000.000 PC / día, 1 * 40 HQ contenedor se puede acabar en 15 días
El tiempo de entrega	Normalmente 30 días después de confirmado el pedido
Muestra	Muestra está libre, se pueden preparar bien en 2 días

Cuadro de la máscara de hospital

