

## **BFE99 mascarillas médico desechable, tapabocas desechables, desechable fabricante de máscara quirúrgica**

### **La característica de las máscaras faciales médica**

- 1) tridimensional de diseño: se especifica máscaras anti-SARS, la esterilización, anti-influenza, el polvo
- 2) Con la pinza en la nariz: flexible, equipamiento fijo
- 3) de borde fino: el borde del paquete de tecnología de termosellado completa
- 4) Alta cuerda elástica: materiales hipoalergénicos

### **La capa 3 de cubiertas desechables boca**

#### **capa 1**

La capa exterior, blanco / azul / verde / rosa / amarillo / naranja / violeta / limón / azul de Capri / burdeos / color negro,

capa de PP, repelencia al agua, para evitar que los fluidos entren en la máscara.

#### **capa 2**

capa media, blanco finalidad de colores hecha de vidrio fundida, papel de alta filtración, evitando eficazmente el polvo micro y bacterias.

#### **capa 3**

de color blanco, el PP no tejido, suave y cómodo

### **Las dimensiones y el embalaje de máscara quirúrgica desechable**

- 1) Dimensiones: 17,5 \* 9,5 cm
- 2) gancho de sujeción: 16 cm, el alargamiento entre 220% -260%
- 3) Embalaje: 50 PC en una caja, 2000 PC por el cartón
- 4) Tamaño de la caja: 18 \* 10 \* 7 cm, tamaño del cartón: 52 \* 38 \* 30cm

### **Presupuesto de máscara quirúrgica desechable**

Material	PP no tejido + alta filtración de papel + PP no tejido
----------	--

peso de la tela	Podría ser como su petición
gancho para la oreja	Ate o gancho para la oreja
tamaño	17.5 * 9.5cm, o como sus requisitos
Color	blanco / azul / verde / rosa / amarillo / naranja / violeta / limón / azul de Capri / burdeos / negro
Embalaje	50 PC / caja de 2000 PC / ctn, o como su requisito
El diseño que embala	toda la caja interna y la impresión embalaje exterior pueden ser como su diseño
aplicaciones	hospital, laboratorio, industria alimentaria, taller libre de polvo, electrónica fabrica y así sucesivamente

### Imágenes de las máscaras faciales médica





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

