

cirugía cubierta de la barba, la barba de alta calidad cubierta de servicio de alimentos, redes barba de polipropileno

Especificaciones de la cirugía cubierta de barba

Material	PP no tejido
peso de la tela	Podría ser como su petición
gancho para la oreja	gancho de sujeción elástica
tamaño	19 pulgadas, 21 pulgadas, o como sus requisitos
Color	Blanco, azul, verde, etc
Embalaje	100 PC / bolso del PE, 1000 PC / cartón, o como su requisito
El diseño que embala	Toda la caja interna y la impresión embalaje exterior pueden ser como su diseño
aplicaciones	Hospital, laboratorio, industria alimentaria, taller libre de polvo, electrónica fabrica y así sucesivamente
MOQ	100.000 PC
Precio	Negociable
Términos de pago	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, FIDEICOMISO, PayPal
capacidad de la fuente	1.000.000 PC / día, 1 * 40 HQ contenedor se puede acabar en 15 días
El tiempo de entrega	Normalmente 30 días después de confirmado el pedido
Muestra	Muestra está libre, se pueden preparar bien en 2 días

Embalaje de la barba de servicio de alimentos portada

Especificación	embalaje normal	Tamaño del cartón
19 pulgadas	100 PC / bolso del PE, 1000 PC / cartón	26 * 22 * 32 cm
21 pulgadas	100 PC / bolso del PE, 1000 PC / cartón	52 * 23 * 26 cm

Cuadro de redes barba de polipropileno



PF

P1: .How, dar solución a los problemas de calidad en su caso?

R: Nuestra fábrica pagará la mayor atención a los problemas de calidad. profundamente vamos a investigar la causa raíz de los problemas y encontrar la mejor solución para evitar cualquier problema futuro. Mientras tanto vamos a correspondiente compensación por nuestros clientes.

P2: ¿Cuál es su fecha de caducidad productos?

R: Alrededor de 3-5 años.

P3: Haga su empresa tiene algún sistema de gestión de la calidad tales como ISO, EN o certificado (s) de la CE?

R: Sí, tenemos CE, ISO13485, FDA. Informe de alcance y Nelson.