

La prioridad del salón de belleza es utilizar una diadema desechable no tejida con elásticos.

Durable suave no tejido la tela ofrece una sensación de tacto confortable a su piel.

La buena elasticidad podría adaptarse a diferentes tamaños de cabeza.

Conveniente para poner y quitar.

Perfecto para uso desechable en centros de belleza de spa / masajes o en casa.

La especificación de la belleza uso de salón diadema no tejida desechable con elásticos

Material de la tela	no tejido, SMS
Estilo	Plisado, con 2 elásticos o como su solicitud
Dimensiones tamaño	78 * 11 CM, o OEM
Peso de la tela	16-40 g / m ²
Color	blanco, azul, rosa o como su solicitud
MOQ:	200000 piezas
Diseño de embalaje	puede ser como tu diseño
Embalaje	1pcs / bolsa, 1000pcs / ctn, o como requisito
El tiempo de entrega	7-30 días
Aplicaciones	hospital, laboratorio, clínica, industria alimentaria, taller libre de polvo

La imagen de la belleza uso de salón diadema no tejida desechable con elásticos

