

Especificaciones clave / Características especiales:

Material: PP no tejido

Gram: 40GSM o personalizado

Tamaño: Tamaño general o personalizado

Color: azul / rosa / negro, etc.

Aplicación: SPA, Masajes, Hospital, Salón, etc.

Almacenamiento: almacenado en seco, humedad por debajo del 80%, ventilado, gases no corrosivos.

Muestra: Gratis

Logo impreso: si

Característica:

1. Control estándar de calidad estándar con CE, ISO.
2. Hecho de alta calidad de material PP.
3. Factory Venta directa con precio competitivo.
4. Cosas experimentadas, entrega rápida, capacidad de producción estable.
5. Sobre la experiencia de producción de 10 años.
6. OEM está disponible, diferentes tamaños, grosor, colores, logotipos impresos, etc.
7. Equipos de venta profesional para servirle de todo corazón.

Embalaje y envío:

Paquete 1. Normal: 1pcs / bolsa, 5pcs / Mid Bag, 600pcs / cartón.

2. MOQ: 10000pcs.

3. Port: Shanghai / Wuhan, China.

4. Disponibilidad de la muestra: Sí.

5. Tiempo de entrega normal: 3 días para el pedido de la muestra, 25 días para orden a granel.

Por qué elegirnos:

1. Hemos pasado la certificación CE, FDA, ISO13485.
2. Bienvenido a cualquier requisito OEM.
3. Equipo avanzado y material profesional con más de 10 años de experiencia en exportación.
4. Productos calificados, 100% nuevo material de marca, caja fuerte y sanitaria.
5. Tenemos un estricto sistema de control de calidad de QC.
6. Tenga suficiente experiencia y ha ganado una gran reputación de nuestros clientes toda la palabra. Como América, América del Sur, Europa, el sudeste asiático, el Medio Oriente, etc.