

## Product details

### Uso de la hoja de transferencia de paciente de la cama

Es ampliamente utilizado en hospital o clínica, para mover o reposicionar a un paciente desde una cama a la camilla.

Hoja de no tejida con asas de corte en los lados.

### La función de hoja de traslado de pacientes cama

Tela	Polipropileno, SMS, PP + PE
Estilo	Soldadura ultrasónica, con agujero en el lado de longitud
Función	Proteger al personal y pacientes de la infección cruzada
Tamaño	195 cm * 85 cm (se puede hacer según demanda del cliente)
Color	Blanco, azul, verde, gris, negro... etcetera
Embalaje	Estéril: 1 PC/papel bolsa de plástico, 50 PC/Ctn No esterilizar: 1 PC/bolso, 50 PC/ctn O como sus requisitos

## Product display



**orient Honest**  
MEDICAL INTERNATIONAL

