

## Las indicaciones de la cubierta del zapato CPE antideslizante:

CPE cubierta de la zapata desechables médicas para el hospital, 45x16cm, azul puede ser utilizado para el hospital, taller libre de polvo, de laboratorio, industria alimentaria, electrónica fabrica y así sucesivamente. También se podría utilizar para el personal médico de hospital clínicos y pacientes.

## Ventajas del producto:

- 1, el material disponible: CPE
- 2, tamaño: 45x16cm, también podemos hacer 38x15cm, 40x15cm, 40x17cm, 45 \* 18 cm
- 3, buen protector, de peso ligero, libre de látex
- 4, Uso de costura o la tecnología automática, un uso cómodo
- 5, color disponible: azul, blanco, verde, amarillo, rojo

## Control de calidad:

1. No vamos a empezar a hacer los productos hasta que se confirme la muestra.
2. El embalaje será a prueba de agua, a prueba de humedad y sellado

## Especificación de la cubierta antideslizante CPE zapato:

Nombre del artículo	la cubierta del zapato CPE
Tipo:	Hecho a máquina o coser
Material	CPE1.5-6g
Color	Azul, blanco, etc.
Tamaño:	38x15cm, 40x15cm, 41x17cm.....
Embalaje:	100pcs / bag, 2000pcs / ctn
aplicaciones	Hogar, hotel, la industria electrónica, fábrica de productos farmacéuticos, hospitales y otros entornos de trabajo de limpieza
producción diaria	80.000 unidades / día
Términos de pago	T / T, PayPal, Western Union, L / C, D / A, D / P, FIDEICOMISO,
El tiempo de entrega	doapacidad: 200,000pcs / día, 1 * 40HQ se puede acabar el plazo de 10-15 días;
Certificado	CE / ISO13485
FOB puerto	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

## Detalles del cuadro de la cubierta del zapato CPE:



