


## Paquete quirúrgico general desechable

### Especificaciones clave / Características especiales:

1. Alcance de la aplicación: se utiliza para una protección única durante las operaciones en los departamentos correspondientes de las unidades médicas.
2. Se puede personalizar de acuerdo con los dibujos y muestras del cliente.

Se puede utilizar para todo tipo de operaciones, incluidas cortinas quirúrgicas, hojas laterales, cubiertas de bandejas de instrumentos y otros artículos.

Artículo No,	Material	Tamaño	Cantidad
Portada de stand mayones	Spunlace PP + PE Spunlace SMS + PE	80 * 145cm	1
Op-cinta		10 * 50cm	2
Toalla de mano	Tela de spunlace	40 * 40 cm	2
Cuadrado lateral	SMS	75 * 90	2
Cabeza de cabeza	SMS	150 * 240 cm	1
Cubrir el pie	SMS	150 * 180 cm	1
Vestido quirúrgico reforzado	SMS	120 * 150cm	2
Cubierta de mesa de instrumentos Cubierta de mesa de refuerzo	PP + PE	140 * 160cm 80 * 160cm	1
Envoltura	PÁGINAS	100 * 100 cm	1

MEYO BAG: Se coloca en la bandeja de instrumentos, y también se puede utilizar como una cubierta de silla o un desperdicio médico postoperatorio.

Cinta op-cinta: fijación y sellado, como la fijación de catéteres y disposición.

Cuadrado quirúrgico de tipo pegamento (cortadora lateral, cortina de cabeza, cupea de pie): cubra el paciente para aislar líquidos y bacterias, y la cinta adhesiva puede ser mejor fijada.

Toalla de agujero quirúrgico: cubra al paciente para bloquear la penetración de líquidos y bacterias y prevenir la infección cruzada

### Embalaje:

1. Un Set / Blister Bag, 12bags / CTN
2. Tamaño de estrellas: 60 \* 40 \* 45 cm
3. estadilizado: eo