

Descripción del desechable no tejido sobretodo:

fabricación 1. Directlyr, desechable sobretodos, cualquier color, muestras gratis.

2. ISO, CE, PP, PP / PE, SMS, SMMS, microporosa, Tyvek.

3. Capacidad: 10,000 pcs / día, 1 * 40HQ se puede acabar el plazo de 10-15 días;

4. Buena barrera a los fluidos y transpirable, OEM diseño de empaque, Servicio en 24 horas.

5. Bata desechable está hecho de alto rendimiento película microporosa material.

Características de la bata desechable no tejido:

1. Peso ligero, transpirable; material blando y el medio ambiente

2. Duradero y cómodo; Sin olor, sin estimulación

3. Utiliza extensamente para la fábrica de alimentos, taller sin polvo, clínica, la industria de la protección

UNplicación de un mono desechable no tejido:

- Construcción construcción, hospital.

- Exposición a las fibras y productos de fibra de vidrio de fabricación

- Fabricación de productos farmacéuticos

- Pintura y pulverización taller

- Electrónicos de montaje y colocación de aislamiento

Estilos de bata desechable no tejido:

Un estilo: cuello, puño elástico / tobillo

Estilo B: cuello, puño abierto / tobillo

Estilo C (estilo clásico): Capilla, puño elástico / tobillo

Estilo D: capó, tapa de arranque, puño elástico / tobillo

Estilo E: Collar, capó, tapa de arranque, brazaletes abiertos

Especificación de la bata desechable no tejido:

| | |
|---------------------|---|
| Nombre del producto | reusable PP Tejido Mono no |
| Material | PP no tejido |
| Peso neto | 5,5 kg / cartón |
| Estilo | Collar de la cremallera |
| embalaje | 1 pieza por bolsa de 50 piezas por caja |

| | |
|-------------------------|--|
| Caja de cartón | 48 * 30 * 50cm, etc. |
| Solicitud | Se utiliza en la clínica, hospital, farmacia, restaurante, procesamiento de alimentos, salón de belleza, industria electrónica, etc. |
| MOQ | 100cartons |
| Muestra | Las muestras libres serán preparados por encargo |
| Capacidad de suministro | 5000 cajas por mes |
| Puerto de carga | Wuhan o Shanghai |
| Plazo de pago | T / T, L / C, D / P, D / A, Western Union, Paypal, fideicomiso, etc. |
| El tiempo de entrega | 15 días o dependen de la cantidad de la orden |
| Certificado | CE, FDA, ISO, el estilo libre, etc. |

Fotos de monos desechables no tejidos:



PF:

(1) ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?

Somos un fabricante con sede en la ciudad de Xiatao, Hubei. Bienvenido a visitar nuestra fábrica.

(2) ¿Puedo obtener muestras para probar calidad? pequeña orden del rastro aceptable?

Sí, nos gustaría enviarle muestras para su evaluación. Para pequeño sendero también se da la bienvenida.

(3) ¿Puede ofrecer un servicio personalizado?

Sí tamaño, personalizado y de marca OEM disponible.

(4) ¿Qué hay de sus productos principales?

Nuestros productos principales incluyen mascarilla desechable, gorra bouffant desechable, bata desechable, Bata de laboratorio, bata quirúrgica, delantal desechable, cubierta de zapatos, etc.

(5) ¿Cuál es su plazo de entrega?

Por lo general, dentro de 15 días para el envase 20 pies.