

Product details

Especificación de sábanas desechables no tejidos

- 1) material: SMS, cómodo, lecho higiénico y rentable
- 2) gramo peso: 20-100gsm
- 3) color: color púrpura
- 4) estilo: elástico en dos extremos, coser en la esquina cuatro, para acomodar una variedad de tamaño de la cama
- 5) tamaño: 200 cm * 120 cm, 200 cm * 90 cm, 180 cm * 120 cm, 180 cm * 90 cm, 90 * 60 cm

(se puede hacer según demanda del cliente)

El proceso de Control de calidad de púrpura sábanas desechables no tejidos

- 1) no empezamos a hacer los productos hasta que usted confirme la muestra.
- 2) será el embalaje impermeable, damp-proof y sellado.

Embalaje de sábanas desechables de no tejido SMS

Embalaje estéril	1 PC √ estéril papel bolsa de plástico, 50 PC∕Ctn
Embalaje regular	5 pcs∕bag, 50 PC∕Ctn
Nota: todo puede ser especial modificado para requisitos particulares según a sus necesidades reales	

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

