

## Product details

### Especificación de sábanas desechables no tejidos

- 1) material: SMS, cómodo, lecho higiénico y rentable
- 2) gramo peso: 20-100gsm
- 3) color: color púrpura
- 4) estilo: elástico en dos extremos, coser en la esquina cuatro, para acomodar una variedad de tamaño de la cama
- 5) tamaño: 200 cm \* 120 cm, 200 cm \* 90 cm, 180 cm \* 120 cm, 180 cm \* 90 cm, 90 \* 60 cm

(se puede hacer según demanda del cliente)

### El proceso de Control de calidad de púrpura sábanas desechables no tejidos

- 1) no empezamos a hacer los productos hasta que usted confirme la muestra.
- 2) será el embalaje impermeable, damp-proof y sellado.

### Embalaje de sábanas desechables de no tejido SMS

Embalaje estéril	1 PC V estéril papel bolsa de plástico, 50 PCV/Ctn
Embalaje regular	5 pcs/bag, 50 PCV/Ctn
Nota: todo puede ser especial modificado para requisitos particulares según a sus necesidades reales	

## Product display



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

