

## China mejor fabricante de la mascarilla gancho, mascarillas desechables para las alergias, meidcal máscara anti-virus

### Especificación de la mascarilla gancho

- 1) Tamaño: 17,5 x 9,5 cm, un tamaño los más aptos
- 2) de la barra frontal adaptable, ningún estímulo a la piel humana
- 3) Colores: blanco / rosa / verde / azul / amarillo, contamos con 11 colores totalmente
- 4) Alta eficacia de filtro, filtro de polen, el polvo y las bacterias, BFE% & gt; 99%5) La resistencia a la penetración de sangre sintética a 120 mmHg
- 6) Cumplir con la norma de calidad EN14683 y la FDA

### El material de la tela de mascarillas para las alergias

- 1) Es no tejido, no tóxico, ninguna irritación, suave y cómodo;
- 2) Interior es el PP no tejido con efecto antibacteriano;
- 3) Oriente es la capa de filtro eficiente (de alta calidad Derretir la tela soplada);
- 4) exterior es la impresión de la Salud Grado Spun unión de polipropileno.

### Embalaje de máscara anti-virus

Especificación	embalaje normal	Tamaño del cartón	1 * 40 HQ contenedor puede contener (PC)
17.5 * 9.5cm, 3ply, 18 + 20 + 20G	50 PC / caja, 40 cajas / ctn	52 * 19 * 42cm	3.280.000 PC
17.5 * 9.5cm, 3ply, 25 + 25 + 25G	50 PC / caja, 40 cajas / ctn	51 * 37 * 30cm	2.400.000 PC
Observación: todos pueden ser especial personalizada de acuerdo a sus necesidades reales			

### Cuadro de la máscara de la cara gancho



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

