

China mejor proveedor para el hospital máscara quirúrgica barba, mascarillas desechables barba, barba cubierta de poli

Las indicaciones de la barba máscara quirúrgica

Es ampliamente utilizado en el hospital, hotel, restaurante, proceso de alimentos, catering y sectores industriales.

Material de la tela de mascarillas desechables barba

100% de polipropileno no tejido, no irritante y suave

Tamaño: 19 ", 21"

Empaquetado de la cubierta de la barba

100 PC / bolso del PE, 1000 PC / cartón, tamaño de CTN: 26 * 22 * 32cm

100 PC / bolso del PE, 2000 PC / cartón, tamaño de CTN: 52 * 23 * 26cm

El almacenamiento de máscara barba quirúrgico

1) El producto conserva sus propiedades una cuando se almacena en un lugar seco a temperaturas entre 10 ° y 30 ° C.

2) No expuesto a la luz solar directa.

Descartado

1) el uso Una vez terminado se puede reciclar o incinerar.

2) El empaquetado debe ser depositado en el contenedor adecuado para su reciclaje

Términos comerciales de mascarillas desechables barba

MOQ	100.000 PC
Precio	Negociable
Términos de pago	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, FIDEICOMISO, PayPal
capacidad de la fuente	1.000.000 PC / día, 1 * 40 HQ contenedor se puede acabar en 15 días

El tiempo de entrega	Normalmente 30 días después de confirmado el pedido
Muestra	Muestra está libre, se pueden preparar bien en 2 días

Imagen de la cubierta de la barba

