

## Product details

### Detalles de los niños de color rosa ropa de laboratorio desechables

- 1, lugar de origen: China (continental)
- 2, Estilo: Pulse el botón, cuello y puños de punto, con los bolsillos
- 3, material: Hecho de SMS
4. Gram: SMS45
- 5, Detalle de embalaje: 5pcs / bolsa o 10pcs / bag, 30pcs / ctn o 50pcs / CTN. o 100pcs / CTN.
- 6, Detalle de entrega: Un contenedor 40hq pueden acabar dentro de 20-30days.
- 7, Certificado: CE, ISO13485, FDA
8. Tamaño: tamaños S-5XL están disponibles tamaño regular:  
S: 98x118cm  
M: 103x123cm  
L: 107x128cm  
XL: 110x134cm  
XXL: 117x140cm  
Haciendo la producción de acuerdo a las muestras de los clientes & presupuesto

### Especificación de los niños de color rosa ropa de laboratorio desechables:

Descripción	China, bata de laboratorio, los niños desechables desechables para niños de color rosa ropa de laboratorio, mayorista no tejidos batas de laboratorio
Material	SMS (polipropileno Spunbond Tela no tejida fundida por soplado + La tela no tejida de polipropileno + Spunbond Tela no tejida)
tamaño	tamaños S-5XL tamaño están disponibles, regular. S: 98x118cm, M: 103x123cm, L: 107x128cm, XL: 110x134cm, XXL: 117x140cm. (Realización de producción de acuerdo a las muestras de los clientes & especificaciones)
Peso	20 - 65gsm son todos disponibles (como su petición)
bolsillos	con bolsillos
Bofetada	brazalete hecho punto
Botones	Pulse los botones
color	rosa, etc.
embalaje	5pcs / bolsa o 10pcs / bag, 30pcs / ctn o 50pcs / ctn o 100pcs / CTN.
Solicitud	Para asistencia médica, hospitalaria, farmacéutica, Laboratorio, habitación limpia, alimentos taller / electrónica / química y sectores industriales.
Duracion	Al menos 3 años (a la recepción)

Entrega	Un contenedor 40hq se puede acabar dentro de 15-20days
Almacenamiento	Almacenado en seco, la humedad por debajo del 80%, ventilado, los gases de almacén no corrosivo.
Condiciones de pago	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, FIDEICOMISO, PayPal
OEM	1.Material u otras especificaciones pueden ser según los requisitos de clientes. 2.Customized logo / marca impreso. 3.customized envases disponibles.

### **Política de la muestra:**

1. Ejemplo de acuerdo a sus necesidades. Tiempo de muestreo: 2-5days.
2. El diseño de su propia muestra, a continuación, rehacerlo.
3. Las muestras existentes Tiempo de muestreo: 1 día.
4. Haga que la producción en masa después de su confirma la muestra.

### **Product display**



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL






orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



## Our business process



## The regular shipment way



## FAQ

**Q: 1. Are you a manufacturer or a commercial company, and when was your company established?**

R: Sí, somos directamente del fabricante, nuestra fábrica fue establecida en 2003, tenemos nuestra propia compañía de los derechos exportados en 2013.

**Q: 2. ¿Cuál es el volumen de negocios anual para su empresa?**

R: Normalmente es de alrededor de USD 18 millones, 20 millones, que todavía está en el crecimiento.

**Q: 3. ¿Tiene su empresa un sistema de gestión de calidad como la ISO, EN o certificado (s) de la CE?**

R: Sí, tenemos CE, ISO13485, FDA. Informe de alcance y Nelson.

**Q: 4. ¿Puedo conseguir las muestras libres para la comprobación de la calidad? ¿Cuanto tiempo puedo conseguirlo?**



R: Sí, nuestras muestras se pueden suministrar libre el plazo de 3-7 días.

## The happy time with customers

