

Introducción de bola de algodón desechable:

1. Bolas de gasa y bola no tejida son ideales para la absorción de sangre y exudado.
2. Con o sin anillo elástico.
3. Podemos proporcionar el uno con rayos X o sin rayos X.
4. También se puede utilizar para la limpieza de heridas y para la desinfección de la piel.

Bola de algodón:

Esta hecha de algodón

Ventajas

1. 100% de algodón, blanco puro, absorbente y suave
2. CE e ISO certificados
3. Fábrica directa

Indicaciones:

por Hospital clínico-médico y pacientes.

Embalaje:

100 unids / bolsa, 2000 unids / cartón, o como solicitud del cliente

Especificación de bola de algodón:

Propiedades:	Materiales médicos y & Accesorios
Tipo:	Suministros quirúrgicos
Número de modelo:	Solicitud
Material:	100% algodón
Nombre del producto:	Bolas de gasa
Color:	Blanco
Hilo de algodón:	21's, 32's, 40's
malla:	26x18, 30x20, 30x30, etc.
Embalaje:	100, 250, 500 / polybag, 3, 5, 10, 20, 30 pcs / bolsa
Certificado:	CE / ISO13485
Uso:	Para la limpieza de heridas y para la desinfección de la piel.



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





Orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

