

## Product details

### Introducción de China fabricante cpe desechables batas quirúrgicas:

CPE aislamientos desechables vestido está hecho de material hidrófobo CPE y se puede utilizar en hospital, laboratorio, industria alimentaria, o cualquiera donde necesitan protección. Sin látex; resistente a la abrasión;

completamente impermeable repelente de líquidos y alcohol.

### Especificación de China fabricante cpe desechables batas quirúrgicas:

material	CPE
Peso	CPE 30-65 gsm; (Cómoda, sin fibras de vidrio, libre de látex.)
Estilo	Cuello: una sola pieza Cintura: los lazos de Cuff: con forma de anilla La apertura en la espalda
tamaño	120x130cm, 130x150cm, 150x160cm, 150x190cm, 170x170cm
Color	blanco, verde, azul, amarillo, rosa, rojo, gris, negro, etc.
embalaje	no, 10 PC / bolsa estéril, 10 bolsas / caja. , 1 PC / bolsa estéril estéril, 100 PC / ctn
diseño de embalaje	Toda la caja de cartón y la impresión interna puede ser como su diseño
tamaño del cartón	embalaje de cartón estándar de 58X28X48 cm
aplicaciones	hospital de personal médico clínicos y pacientes. utilizado en el hospital, laboratorio, industria alimentaria, y cualquiera donde necesitan protección

## Product display



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



## Our business process



## The regular shipment way



## FAQ

Q: 1. Are you a manufacturer or a commercial company, and when was your company established?

R: Yes, we are directly from the manufacturer, our factory was established in 2003, we have our own company for the rights exported in 2013.

Q: 2. What is the annual volume of business for your company?

R: Normally it is around USD 18 million, 20 million, which is still in growth.

Q: 3. Does your company have a quality management system such as ISO, EN or certified (s) by CE?

R: Yes, we have CE, ISO13485, FDA. Certificate of scope and Nelson.

Q: 4. Can I get the samples free for quality check? How long can I get it?

R: Yes, our samples can be provided free of charge within 3-7 days.

