

Product details

Características de China fabricante de SMS batas quirúrgicas

1. Todo-en-uno, de vuelta de apertura.
2. La bata quirúrgica es durable, suave, ligero, cómodo, a la abrasión y electricit estática
3. Con la superficie perfectamente lisa, bata quirúrgica es capaz de expulsar el líquido inorgánico y evitar salpicaduras de productos químicos. polvo sólido no se puede unir a la bata también.
4. La bata quirúrgica tiene recubrimiento especial para prevenir eficazmente nocivos, polvo superfino, ácido inorgánico de alta densidad, soluciones alcalinas y salinas.
5. Está comprobado que la bata quirúrgica proporciona protección contra el ataque de la sangre, el virus.

Especificación de China fabricante de SMS batas quirúrgicas

descripción	China fabricante de SMS batas quirúrgicas, los mejores hospitales planta de batas estériles, proveedor vestido de la cirugía azul desechable
Material	SMS (polipropileno Spunbond Tela no tejida fundida por soplado + La tela no tejida de polipropileno + Spunbond Tela no tejida)
tamaño	S (110 * 130 cm), M (115 * 137 cm), L (120 * 140 cm) XL (125 * 150cm) 2XL (130 * 150 cm) o cualquier otro tamaños personalizados
Peso	16-65gsm está disponible (como su petición)
detalles	estilo estériles y no estériles, estándar y reforzada, estándar y de ultrasonidos, con y sin toallas. Gancho y lazo en el cuello, lazos en la cintura, los puños de punto
Color	azul
embalaje	no, 10 PC / bolso, 50pcs / ctn estéril o 100pcs / CTN. estéril, 1 PC / bolsa estéril, 50pcs / CTN 100 o PC / CTN
Solicitud	Médico & amp; salud / Hogar / Laboratorio
Característica	Duradero, respetuoso del medio ambiente, no tóxico, transpirable y flexible Anti-alcohol, anti-sangre, anti-aceite, anti-bacterias, , La prueba ácida resistente al agua, a prueba de álcali, estabilizador UV, para no más suave
Entrega	Un contenedor 40HQ puede finished dentro de 15-25days.
Almacenamiento	Almacenado en seco, la humedad por debajo del 80%, ventilado, no corrosivo gases de almacén
Condiciones de pago	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, FIDEICOMISO, PayPal
Nota	1. Este producto se puede esterilizar por óxido de etileno.

	2.Validity: 3 años
OEM	1.Material u otras especificaciones pueden ser de acuerdo a customers'requirements. 2.Customized logo / marca impreso. 3.customized envases disponibles.
Certificado	CE, ISO13485, FDA

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

Q: 1. Are que un fabricante o una empresa comercial, y cuando se estableció su empresa?

R: Sí, somos directamente del fabricante, nuestra fábrica fue establecida en 2003, tenemos nuestra propia compañía de los derechos exportados en 2013.

Q: 2. ¿Cuál es el volumen de negocios anual para su empresa?

R: Normalmente es de alrededor de USD 18 millones, 20 millones, que todavía está en el crecimiento.

Q: 3. ¿Tiene su empresa un sistema de gestión de calidad como la ISO, EN o certificado (s) de la CE?

R: Sí, tenemos CE, ISO13485, FDA. Informe de alcance y Nelson.

Q: 4. ¿Puedo consigo las muestras libres para la comprobación de la calidad? Cuanto tiempo puedo conseguirlo?

R: Sí, nuestras muestras se pueden suministrar libre el plazo de 3-7 días.