

### **Fabricamos siguientes tipos de mascarilla desechable :**

- 1) 3ply o 2 lámina no tejida mascarilla
- 2) 2 capas de papel o una mascarilla facial 1ply
- 3) 4 capas mascarilla de carbón activo

### **Parámetros de mascarilla desechable para el hospital**

- 1) Material: no tejido PP + alta filtración de papel + PP no tejido
- 2) Color: Blanco / azul / verde / rosa / amarillo / naranja / violeta / limón / azul de Capri / burdeos
- 3) Oído lazo: lazo o bucle de oreja elástica
- 4) Tamaño: 17,5 \* 9,5 cm para adultos;  
14.5 \* 9.5 para los niños;  
12.5 \* 7.5cm para el bebé
- 5) El bar Aroma de plástico o de metal, flexible, accesorio fijo

### **Nuestra mascarilla desechable gancho puede lograr siguiendo la norma de calidad:**

- 1) Conforme a EN14683: 2005
- 2) la eficacia de filtración bacteriana (BFE%) & gt; 99%.
- 3) tipo estándar IIR, la resistencia a la penetración de la sangre sintética-120 mmHg.

### **Embalaje de mascarilla desechable**

Especificación	embalaje normal	Tamaño del cartón	1 * 40 HQ contenedor puede contener (PC)
17.5 * 9.5cm, 3ply, 18 + 20 + 20G	50 PC / caja, 40 cajas / ctn	52 * 19 * 42cm	3.280.000 PC
17.5 * 9.5cm, 3ply, 25 + 25 + 25G	50 PC / caja, 40 cajas / ctn	51 * 37 * 30cm	2.400.000 PC

Observación: todos pueden ser especial personalizada de acuerdo a sus necesidades reales

### **Fotos de mascarilla desechable para el hospital**



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

