

Product details

Especificación de la colcha color de rosa disponible

- 1) material: no tejido, PP, biodegradables y el medio ambiente
- 2) gramo peso: 20-100gsm
- 3) color: color de rosa
- 4) estilo: elástico en dos extremos, coser en la cuatro esquina
- 5) tamaño: 200 cm * 120 cm, 200 cm * 90 cm, 180 cm * 120 cm, 180 cm * 90 cm, 90 * 60 cm

(se puede hacer según demanda del cliente)

Aplicación de la colcha rosa alta calidad

- 1) ampliamente utilizado en el hospital, hotel, salón de belleza, sala de Spa;
- 2) ideal para el uso en todas las áreas donde estancias cortas de frecuente se necesitan cambios de ropa de cama o en el blanqueo es un problema.

Embalaje de cubrecama desechable suave

Embalaje estéril	1 PC / estéril papel bolsa de plástico, 50 PC/Ctn
Embalaje regular	5 pcs/bag, 50 PC/Ctn

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

