

Product details

Introducción de la bata de aislamiento China fabricante no tejida

bata quirúrgica desechable está hecho de material de polipropileno hidrófobo con PE recubierto, o material SMS / PE recubierto con Spunlace.

En el envase de bata de aislamiento China fabricante no tejido:

Estéril: Bolsa de 1 PC / papel de plástico, 50 PC / CTN

No esterilizar: 5 PC / bolso, 50 PC / CTN

O como sus requisitos.

Especificaciones de bata de aislamiento China fabricante no tejida

Nombre: bata de aislamiento China fabricante no tejido, de gran tamaño médico bata quirúrgica no tejida, un uso del tiempo no tejidas bata quirúrgica

Material: SMS

gramaje: 45 gsm

Cierre: con cierre de cinturón o con cierre de velcro

Solicitud: para, farmacéutica, sector médico, quirúrgico de laboratorio, industriales

Tamaño: S / M / L / XL / XXL / XXXL,

Color: Verde, azul, etc., opcional

Embalaje: Embalaje normal: 1pcs / polybag, 50pcs / carton

Almacenamiento: Almacenado en seco, la humedad por debajo del 80%, ventilado, no corrosivo gases de almacén

Proceso de dar un título: CE, ISO13485, FDA

Product display




orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

- 1, muestra libre.
- 2, Pequeña orden aceptable;
- 3, los términos L / C, T / T, D / P disponibles;
4. FOB, CNF, CIF, EXW términos disponibles;
- 5, precio competitivo y estable porque somos fábrica.
- 6, los productos calificados. 3ª parte de inspección del producto es aceptable.
- 7, el servicio del OEM. Más opciones en material, patrón, tamaño y embalaje;
- 8, la entrega oportuna. El mejor tiempo de espera es 25-30 día para un envase 40HQ.
- 9, profesional de servicios de exportación. Documentación, despacho, transporte marítimo, todo en uno.
- 10, bueno después de servicio de venta. Tomamos el cuidado de las quejas como nos gustaría ser su proveedor a largo plazo!