Introducción de China fabricante médicos quirúrgicos tapas:

Proceso de dar un título: CE / ISO13485 / FDA

Lugar de origen: China

Material : no tejido PP

Color: verde, azul, rosa, amarillo, rosa, naranja, púrpura, rojo, blanco, (Todos los colores pueden estar

disponibles)

Estilo: tapas dobles de clips elásticos

Peso: 10 g, o 11g-30g

tamaño: 21 "

Detalles de empaque: 100 PC / bolso, 20 PC / CTN.

Caracteristicas de China fabricante médicos quirúrgicos tapas:

- 1. Respetuoso del medio ambiente, respirable, la salud, no irritante económica, suave, transpirable mesa, ligero y comfor.
- 2. Diverso diseño de productos está disponible en su petición.
- 3. Las muestras y personalización disponible.
- 4. Libre de látex, una clase de grado de inflamabilidad.

especificaciones de China fabricante médicos quirúrgicos tapas:

Material	PP no tejido
Peso	10-30g

Estilo Elástica (libre de látex), simple y doble estilo elástico

tamaño 18 ", 19 ", 21 ", 24"28 "

Color azul, rosa, amarillo, rosa, naranja, púrpura, rojo, blanco verde, (Todos los colores

pueden estar disponibles)

embalaje 100pcs / bag, 20bags / CTN, 2000pcs / ctn

diseño de

Toda la caja de cartón y la impresión interna puede ser como su diseño

embalaje

tamaño del cartón 58x25x27cm

aplicaciones hospital de personal médico clínicos y pacientes.

Libre de polvo taller, laboratorio, industria alimentaria, electrónica fabrica y así

sucesivamente

MOQ 100.000 PCS

Fotos de China fabricante médicos quirúrgicos tapas:



