

## Introducción de China fabricante médicos quirúrgicos tapas:

Proceso de dar un título: CE / ISO13485 / FDA

Lugar de origen: China

Material : no tejido PP

Color: verde, azul, rosa, amarillo, rosa, naranja, púrpura, rojo, blanco,(Todos los colores pueden estar disponibles)

Estilo: tapas dobles de clips elásticos

Peso: 10 g, o 11g-30g

tamaño: 21 "

Detalles de empaque: 100 PC / bolso, 20 PC / CTN.

## Características de China fabricante médicos quirúrgicos tapas:

1. Respetuoso del medio ambiente, respirable, la salud, no irritante económica, suave, transpirable mesa, ligero y comfor.
2. Diverso diseño de productos está disponible en su petición.
3. Las muestras y personalización disponible.
4. Libre de látex, una clase de grado de inflamabilidad.

## especificaciones de China fabricante médicos quirúrgicos tapas:

Material	PP no tejido
----------	--------------

Peso	10-30g
------	--------

Estilo	Elástica (libre de látex), simple y doble estilo elástico
--------	---

tamaño	18 ", 19 ", 21 ", 24"28 "
Color	azul, rosa, amarillo, rosa, naranja, púrpura, rojo, blanco verde,(Todos los colores pueden estar disponibles)
embalaje	100pcs / bag, 20bags / CTN, 2000pcs / ctn
diseño de embalaje	Toda la caja de cartón y la impresión interna puede ser como su diseño
tamaño del cartón	58x25x27cm
aplicaciones	hospital de personal médico clínicos y pacientes. Libre de polvo taller , laboratorio, industria alimentaria, electrónica fabrica y así sucesivamente
MOQ	100.000 PCS

### **Fotos de China fabricante médicos quirúrgicos tapas:**



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



