

Product details

Introducción de matorrales verde gorros quirúrgicos

verde friega tapas quirúrgicos están hechas de material no tejido PP, hecho a mano, con lazos en el parte posterior de la cabeza, fuertes y ajustar vínculos hacen de la tapa muy cómodo de llevar it. Mainly utilizar para médico del hospital operar habitación.

Especificaciones de matorrales verde gorros quirúrgicos

Material	SBPP / SPP / no tejido, SMS
Peso	PP10-30g, o SMS35-65g
Estilo	Elástica (libre de látex), simple y doble estilo elástico
tamaño	18 ", 19 ", 21 ", 24"28 " (como su requiera)
Color	verde, o como lo pediste
Embalaje	100pcs / bag, 20bags / CTN, 2000pcs / ctn
El diseño que embala	Toda la caja de cartón y la impresión interna puede ser como su diseño
Tamaño del cartón	58x25x27cm
aplicaciones	Hospital de personal médico clínicos y pacientes.taller libre de polvo, Laboratorio, industria alimentaria, electrónica fabrica y así sucesivamente
MOQ	100.000 PCS

Las indicaciones de matorrales verde gorros quirúrgicos

Estéril verde friega tapas quirúrgicos se utilizan para el personal médico de hospitales clínicos y pacientes;

No estéril verde friega tapas quirúrgicos puede ser utilizado para taller libre de polvo, hospital, laboratorio,

industria de la alimentación, electrónico fabrica y así sucesivamente.

Product display





orient Honest
MEDICAL SUPPLY



Our business process



The regular shipment way



FAQ

Q: 1. Are que un fabricante o una empresa comercial, y cuando se estableció su empresa?

R: Sí, somos directamente del fabricante, nuestra fábrica fue establecida en 2003, tenemos nuestra propia compañía de los derechos exportados en 2013.

Q: 2. ¿Cuál es el volumen de negocios anual para su empresa?

R: Normalmente es de alrededor de USD 18 millones, 20 millones, que todavía está en el crecimiento.

Q: 3. ¿Tiene su empresa un sistema de gestión de calidad como la ISO, EN o certificado (s) de la CE?

R: Sí, tenemos CE, ISO13485, FDA. Informe de alcance y Nelson.

Q: 4. ¿Puedo consigo las muestras libres para la comprobación de la calidad? Cuanto tiempo puedo conseguirlo?

R: Sí, nuestras muestras se pueden suministrar libre el plazo de 3-7 días.