

China quirúrgico oreja blanca lazo mascarilla desechable para servicio de comida

Indicaciones de mascarilla desechables cara cara

1. estructura de productos se utiliza para el personal médico clínico del hospital, pacientes, taller libre de polvo, hospital, laboratorio, industria alimentaria, fabricantes de electrónicas y así sucesivamente.
2. para prevenir la propagación de los líquidos corporales y sangre splash contenido y aislante de polvo, partículas, alcohol, sangre, bacterias y virus invasores.

Embalaje normal de la máscara facial desechable

50pcs/box, 2000pcs/ctn, tamaño del cartón: 52x38x30cm,
1 * 20ft la carga: 500 cajas de cartón, cajas de carga: 1150 1 * 40HQ.

Mascarilla desechable especificaciones

Artículo	China quirúrgico oreja blanca lazo mascarilla desechable para servicio de comida
Material	3ply, pp no tejido 20 g + 20g + del pp no wovn 25g
Peso	20 + 20 + 25 g (cómodo, sin fibras de vidrio, libre de látex).
Estilo	Patilla elástica (látex libre)
Tamaño	17.5X9.5cm(Adult)
Color	Blanco
Embalaje	No estériles: 50 PC/caja, 2000pcs/ctn
Diseño del embalaje	Todos caja interna y cartón de impresión pueden estar como su diseño
Tamaño del cartón	52x38x30cm
Aplicaciones	personal médico clínico del hospital y pacientes. polvo libre de taller, laboratorio, industria alimentaria, fabricantes de electrónicos y así sucesivamente
MOQ	5000pcs
Muestra	Se puede suministrar gratis para su control dentro de una semana de calidad
Término del pago	T/T, L/C, D/A, D/P/FIDEICOMISO
Tiempo de entrega	como cantidad (podemos terminar 1 millon PC por día)
Puerto del FOB	Wuhan/Shangai/Ningbo/Guangzhou