

Product details

Descripción de Alimento china taller bata de laboratorio de la industria

- 1. Material: pp40g
- 2. Color: Blanco,
- 3. Estilo: puño de punto, cuello de punto, con los bolsillos
- 4. Tamaño: S-XXXL tallas disponibles
- 5. Embalaje: 5PCS / polybag, 50PCS / cartón y como sea necesario
- 6.1 * 20 "FCL: 50000PCS (tolerancia como diversos tamaños y materiales)
- 7. Mini cantidad de la orden: 5000PCS
- 8. Certificado: CE, FDA, ISO13485

especificaciones de Alimento china taller bata de laboratorio de la industria

Material	pp no tejidos
gramaje	40g, podría como su petición
Estilo	Con cuello de punto, con puños de punto, con los bolsillos
tamaño	S-6XL
Color	blanco, etc.
Embalaje	5pcs / caja, 50 bolsas / caja, o como su requisito
El diseño que embala	toda la impresión bolsa y cartón interno puede ser como su diseño
aplicaciones	taller libre de polvo, hospital, laboratorio, industria alimentaria, electrónica fabrica y así sucesivamente

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL






orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

Q: 1. Are you a manufacturer or a commercial company, and when was your company established?

R: Yes, we are directly from the manufacturer, our factory was established in 2003, we have our own company for the rights exported in 2013.

Q: 2. What is the annual business volume for your company?

R: Normally it is around USD 18 million, 20 million, which is still in growth.

Q: 3. Does your company have a quality management system like ISO, EN or a CE certificate(s)?

R: Yes, we have CE, ISO13485, FDA. Certificate of scope and Nelson.

Q: 4. Can I get the samples free for the quality check? How long can I get it?

R: Yes, our samples can be provided free of charge within 3-7 days.

