

Product details

los característica de máscaras faciales personalizados

- 1) Suave y cómodo, Niños hasta para facilitar su transporte
- 2) fluido resistente
- 3) eficacia de filtración bacteriana 99%
- 4) Estándar gancho auricular

Nuestra máscara quirúrgica de color rosa puede lograr siguiendo la norma de calidad

- 1) Ajustarse a EN14683: 2005
- 2) Bacterial eficiencia de filtración (BFE%) & gt; 99%.
- 3) tipo estándar IIR, resistencia a la penetración de la sangre sintética-120 mmHg.

En el envase de mascarilla de la seguridad

descripción	Cantidad / caja	Qty / CTN	Tamaño de la caja: 18 * 10 * 7cm Tamaño del cartón: 52 * 38 * 30cm
25 + 25 + 25 g, 3ply	50 pcs	2000 PC	

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



The regular shipment way



Our business process

