

**mejores proveedores chinos para colocar sobre la oreja mascarilla quirúrgica médica, máscara facial no tejida,
máscara de filtro de respiración**

Especificaciones del quirúrgica mascarilla médica gancho

Material	PP no tejido + alta filtración de papel + PP no tejido
peso de la tela	Podría ser como su petición
gancho para la oreja	Ate o gancho para la oreja
tamaño	17.5 * 9.5cm, o como sus requisitos
Color	Blanco / azul / verde / rosa / amarillo / naranja / violeta / limón / azul de Capri / burdeos / negro
El diseño que embala	Toda la caja interna y la impresión embalaje exterior pueden ser como su diseño
aplicaciones	Hospital, laboratorio, industria alimentaria, taller libre de polvo, electrónica fabrica y así sucesivamente
MOQ	100.000 PC
Precio	Negociable
Términos de pago	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, FIDEICOMISO, PayPal
capacidad de la fuente	1.000.000 PC / día, 1 * 40 HQ contenedor se puede acabar en 15 días
El tiempo de entrega	Normalmente 30 días después de confirmado el pedido
Muestra	Muestra está libre, se pueden preparar bien en 2 días

Empaquetado de la mascarilla no tejida

50pcs / box, 40boxes / CTN, 52x38x30cm;

1 * 20 del envase del GP puede almacenar 1.000.000 piezas de máscaras;

recipiente 1 * 40 HC puede contener 2.450.000 piezas de máscara.

También podemos hacer el embalaje de la máscara de respiración de filtro como sus requisitos.

Descartado

1) el uso Una vez terminado se puede reciclar o incinerar.

2) El empaquetado debe ser depositado en el contenedor adecuado para su reciclaje

Cuadro de la máscara de filtro de respiración



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



