

**mejores proveedores chinos para colocar sobre la oreja mascarilla quirúrgica médica, máscara facial no tejida,  
máscara de filtro de respiración**

**Especificaciones del quirúrgica mascarilla médica gancho**

Material	PP no tejido + alta filtración de papel + PP no tejido
peso de la tela	Podría ser como su petición
gancho para la oreja	Ate o gancho para la oreja
tamaño	17.5 * 9.5cm, o como sus requisitos
Color	Blanco / azul / verde / rosa / amarillo / naranja / violeta / limón / azul de Capri / burdeos / negro
El diseño que embala	Toda la caja interna y la impresión embalaje exterior pueden ser como su diseño
aplicaciones	Hospital, laboratorio, industria alimentaria, taller libre de polvo, electrónica fabrica y así sucesivamente
MOQ	100.000 PC
Precio	Negociable
Términos de pago	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, FIDEICOMISO, PayPal
capacidad de la fuente	1.000.000 PC / día, 1 * 40 HQ contenedor se puede acabar en 15 días
El tiempo de entrega	Normalmente 30 días después de confirmado el pedido
Muestra	Muestra está libre, se pueden preparar bien en 2 días

**Empaquetado de la mascarilla no tejida**

50pcs / box, 40boxes / CTN, 52x38x30cm;

1 \* 20 del envase del GP puede almacenar 1.000.000 piezas de máscaras;

recipiente 1 \* 40 HC puede contener 2.450.000 piezas de máscara.

También podemos hacer el embalaje de la máscara de respiración de filtro como sus requisitos.

**Descartado**

1) el uso Una vez terminado se puede reciclar o incinerar.

2) El empaquetado debe ser depositado en el contenedor adecuado para su reciclaje

**Cuadro de la máscara de filtro de respiración**



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



