

habitación limpia la boca máscara quirúrgica, cirugía de tres capas se enfrentan máscara, látex máscara libre de la cara médica

La característica de máscara quirúrgica boca

- 1) Es ampliamente utilizado en el hospital, clínica, fábrica, taller y el uso diario;
- 2) Los tamaños comunes de lo que se produce es 175 * 95 mm, o como sus necesidades reales;
- 3) El grado BFE puede llegar a 99%, lo que depende del material;

El material de la tela de tres capas de máscara de cara

- 1) Mascarillas desechables está hecha de telas no tejidas de grado superior.
- 2) no tejido PP + alta filtración de papel + PP no tejido
- 3) Color: Blanco / azul / verde / rosa / amarillo / naranja / violeta / limón / azul de Capri / burdeos / vuelta
- 4) El bar Aroma de plástico o de metal, flexible, accesorio fijo
- 5) Oreja de lazo: lazo o bucle en la oreja elástica

Nuestra mascarilla médica puede llegar siguiendo la norma de calidad

- 1) Conforme a EN14683: 2005
- 2) la eficacia de filtración bacteriana (BFE%) & gt; 99%.
- 3) tipo estándar IIR, la resistencia a la penetración de la sangre sintética-120 mmHg.


Envasado de mascarilla médica

Especificación	embalaje normal	Tamaño del cartón	1 * 40 HQ contenedor puede contener (PC)
17.5 * 9.5cm, 3ply, 18 + 20 + 20G	50 PC / caja, 40 cajas / ctn	52 * 19 * 42cm	3.280.000 PC
17.5 * 9.5cm, 3ply, 25 + 25 + 25G	50 PC / caja, 40 cajas / ctn	51 * 37 * 30cm	2.400.000 PC
Observación: todos pueden ser especial personalizada de acuerdo a sus necesidades reales			

Cuadro de la máscara quirúrgica boca



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

