

## Product details

### Especificaciones de empaque en las mascarillas quirúrgicas, médico y enfermera tapabocas

Material	PP no tejido + alta filtración de papel + PP no tejido
w telaocho	Podría ser como lo pediste
gancho para la oreja	Ate o gancho para la oreja
tamaño	17.5 * 9.5cm, o como sus requisitos
Color	blanco / azul / verde / rosa / amarillo / naranja / violeta / limón /doapri azul / burdeos / negro
Embalaje	50 PC / caja, 2000 PC / CTN, o como sus requisitos
El diseño que embala	toda la caja interior y caja exterior la impresión puede ser como su diseño
aplicaciones	hospital, laboratorio, industria alimentaria, taller libre de polvo, electrónica fabrica y así sucesivamente

### El almacenamiento de mascarilla transpirable con pinza en la nariz

1) El producto mantendrá sus propiedades cuando se almacena en un lugar seco a temperaturas entre 10 ° y 30 ° C.

2) No expuesto a la luz solar directa.

## Product display



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



### The regular shipment way



## Our business process

