

la propiedad de Máscara médica desechable de 3 veces con la oreja

Todas las máscaras están hechas de los materiales de la más alta calidad, lo que proporciona una excelente protección y una comodidad superior:

- Los materiales que no deuda son suaves y cómodos para eliminar la irritación de la piel.
- Las capas de construcción altamente transpirables permanecen frescas, incluso durante casos largos
- Super Soft Ladoop hace que el uso cómodo durante mucho tiempo.

la especificación de Máscara médica desechable de 3 veces con la oreja

Tela MATERIAL

Capa 1: PP no tejido

Capa 2: Papel de alta filtración

Layer3: PP no tejido

Estilo

3 capas, con lazo de la oreja redonda

Dimensiones S IZE

17.5 * 9,5 cm

Tela W OCHO

25GSM + 25GSM + 25GSM, C Ould SER Como su solicitud

color

W HITE, bebé azul, bebé PINK, gris

Certificado

CE, ISO13485, FDA

MOQ:

200000pcs

Diseño de embalaje

Puede ser como su diseño

Embalaje

5 0 PCS / B OX, 200 0 PC S / CTN, OR Como su requisito

Capacidad

2 millones PCS por día

El tiempo de entrega

7-30 días

APLICACIONES

HOSPITAL, Laboratorio, clínica, Industria alimentaria, Taller sin polvo

[la imagen de Máscara médica desechable de 3 veces con la oreja](#)









