

## **La propiedad de Máscara médica negra desechable**

### **Todas las máscaras están hechas de los materiales de la más alta calidad, proporcionando una excelente protección y una comodidad superior:**

- Los materiales que no deuda son suaves y cómodos para eliminar la irritación de la piel.
- Las capas de construcción altamente transpirables permanecen frescas, incluso durante casos largos
- Super Soft Ladoop hace que el uso cómodo durante mucho tiempo.

## **la especificación de Máscara médica negra ddisponesable**

### **Tela MATERIAL**

Capa 1: PP no tejido

Capa 2: Papel de alta filtración

Layer3: PP no tejido

### **Estilo**

3 capas, con lazo de la oreja redonda

### **Dimensiones S IZE**

17.5 \* 9,5 cm

### **Tela W OCHO**

25GSM + 25GSM + 25GSM, C Ould BE Como su solicitud

### **color**

W HITE, bebé azul, bebé PINK, gris

### **Certificado**

CE, ISO13485, FDA

### **MOQ:**

200000pcs

### **Diseño de embalaje**

Puede ser como su diseño

### **Embalaje**

5 0 PCS / B OX, 200 0 PC S / CTN, OR Como su requisito

## Capacidad

2 millones PCS por día

## El tiempo de entrega

7-30 días

## Aplicaciones

HOSPITAL, Laboratorio, clínica, Industria alimentaria, Taller sin polvo

## la imagen de Máscara médica negra desechable



## Disposable black surgical mask



1. 3 layers : PP + filter paper + PP
2. BFE >99%
3. EN 14683, CE FDA ISO 13485
4. Size : 17.5\*9.5cm







