

Todas las batas están hechas de material de la más alta calidad, lo que brinda una excelente protección y una comodidad superior:

Excelente material, impermeable y fácil de usar.

Con bucle de golpe, cómodo y fácil de trabajar, con lazos en la cintura, se puede ajustar de acuerdo con diferentes circunferencias, se adapta mejor a su cuerpo.

Se pueden personalizar varios tamaños de acuerdo con diferentes requisitos

Material de la tela	Material CPE
Estilo	Mangas largas con golpe, con lazos en la cintura.
Tamaños de dimensión	X-5XL
Peso de la tela	30-50g, puede ser como su solicitud
Color	blanco, azul bebé
Certificado	ISO 13485, FDA
MOQ	100000 piezas
Embalaje	10 piezas / bolsa, 200 piezas / caja
Capbality	60000 piezas / día
El tiempo de entrega	7-30 días
Solicitud	Laboratorio, clínica, industria alimentaria, taller libre de polvo
Diseño de embalaje	se puede personalizar como su diseño