

Todos los vestidos están hechos de material de la más alta calidad, que brindan una excelente protección y cómodo

Excelente material, impermeable y es fácil de usar,

Con el bucle del pulgar, cómodo y fácil de trabajar, con lazos detrás de la cintura, se puede ajustar según diferentes circuitos, se adapta mejor a su cuerpo.

Se pueden personalizar varios tamaños de acuerdo con diferentes requisitos

Material de tela	CPE
Estilo	Mangas largas con pulgar, con lazos detrás de la cintura
Tamaños de dimensión	S-5xl
Peso de la tela	30-70 g, puede ser como su solicitud
Color	Blanco, azul bebé
Certificado	ISO 13485, CE, FDA
Moq	100000 pcs
Embalaje	1pcs/bolsa, 10pcs/bolsas intermedias, 200 pcs/cartón
Capacidad	60000 PC/día
El tiempo de entrega	7-30 días
Solicitud	Laboratorio, clínica, industria alimentaria, taller sin polvo
Diseño de embalaje	se puede personalizar como su diseño



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

