

Detalles de producto:

1. Material: polipropileno no tejido 100%
2. Tamaño: 80 * 190 + 20 cm, 90 * 200 + 20 cm, 160 * 190 + 20 cm, 160 * 200 + 20 cm, 180 * 200 + 20 cm o tamaño personalizado
3. Elástico: 5 mm de ancho lateral + 30 cm de largo
4. Color: azul; Blanco ; otro tamaño disponible
5. Embalaje: 10pcs / bag, 100pcs / carton

Indicaciones:

- 1, ampliamente utilizado para spa, hotel, masaje, salón, uso único
- 2, para evitar la propagación de los fluidos corporales y el contenido de salpicaduras de sangre, y aislar el polvo, las partículas, el alcohol, la sangre, las bacterias y los virus que invaden.

Especificaciones:

Material	Polipropileno no tejido 100%
Color	Blanco azul
Estilo	elásticos a lo ancho
Tamaño	80 * 190 + 20cm, 90 * 200 + 20cm, 160 * 190 + 20cm, 160 * 200 + 20cm, 180 * 200 + 20cm o tamaño personalizado
embalaje	10 piezas / caja, 100 piezas / caja
Peso	25-65gsm o personalizado
Paquete	Bolsa de PE recubierta, luego paquete de cartón de papel o personalizada
Característica	Durable, suave, desechable
Uso	SPA, hotel, masaje, salón, medicinal, hospital, hogar

Nuestros servicios:

1. Proporcionar productos de la más alta calidad.

El equipo de control de calidad profesional controla estrictamente cada paso de la producción hasta la carga.

2. El plazo de entrega más rápido

¡Si es urgente, 1 * 40HQ se puede terminar dentro de 5-7 días!

Normalmente, 1 * 40HQ se puede terminar en 10-15 días.

Temporada alta, 1 * 40HQ se puede terminar en 25-30 días.

3. El precio más razonable

Invertir continuamente en la mejora de nuestros trabajadores calificados, productos y procesos.
para minimizar el costo de cada paso!

4.El servicio dulce y rápido

Nuestros trabajadores siempre responderán con paciencia a sus preguntas en un plazo de 5 a 10 minutos.

5. También podemos ayudar a obtener productos conectados.

Además de todo tipo de productos médicos desechables, itambién podemos ayudarlo a obtener los productos conectados según su demanda!