

Especificaciones clave / Características especiales:

1. Tamaño del producto:

S M L XL XXL

2. Material:

PP 30-70GSM

SMS 30-70GSM

SF 50-70cm

PP + PE 30-60GSM

3. Tratamiento material:

Tratamiento materialResult

Anti-agua: si

Anti-polvo: si

Antiestático: Sí / No

Anti-sangre: Sí / No

Anti-alcohol: Sí / No

4. Color: blanco, azul, azul oscuro, naranja y así sucesivamente.

5. Usinege:

A. Kimonobe utilizado en el spa y la sauna para conveniencia el cuerpo contra el agua y el polvo.

B. Kimono se puede utilizar en el masaje para relajar su cuerpo.

C. Kimono se puede utilizar en la sala de limpieza, por ejemplo, el GMP.

D. Kimono se puede utilizar en el hospital.

6. Embalaje:

10pc / bolsa, 100pcs / ctn

7. Servicio OEM:

A. can imprima la banda para nuestro cliente en la bolsa de PE

B. Can imprima la banda para nuestro cliente en la caja de cartón

8. Muestras:

Las muestras se pueden enviar en 3 días después de confirmarlo.

9. Fecha de entrega:

Se puede enviar en 15 días después de recibir el depósito.

nombre del producto:	Kimono desechable
Tamaño:	S: 110 * 130cm; M: 115 * 137cm, L: 120 * 140cm, XL: 125 * 145cm; XXL: 130 * 150 CM o personalizado
Color:	Blanco, azul, rosa, amarillo o personalizado.
Material:	SBPP, SMS, Spunlace
Muestra:	Muestras gratis disponibles

Solicitud:	Utilizado principalmente en SPA, Hospital de Salones de Belleza, etc.
MOQ:	5000pcs
Paquete:	10pc / bolsa, 100pcs / ctn
Pago:	T / T, L / C
El tiempo de entrega:	Envío en 20 días