

Todas las batas de laboratorio están fabricadas con materiales de la más alta calidad, lo que proporciona una excelente protección y una comodidad superior:

- Los materiales que no desprenden pelusa son suaves y cómodos para eliminar la irritación de la piel.
- Las capas de construcción altamente transpirables se mantienen frescas, incluso durante casos largos
- Varios estilos se pueden personalizar de acuerdo con sus diferentes requisitos

<u>Material de la tela</u>	SMS
Estilo	Con lazos en cuello y cintura, puños de punto
Dimensiones tamaño	S-3XL
Peso de la tela	35-65g, podría ser su solicitud
Color	Color azul
Certificado	ISO13485, FDA
MOQ:	10000 piezas
Diseño de embalaje	puede ser como tu diseño
Embalaje	1pc / bolsa de papel de plástico, 50pcs / ctn, o como requisito
Capacidad	60.000 piezas por día
El tiempo de entrega	10-30 días
<u>Aplicaciones</u>	laboratorio, clínica, industria alimentaria, taller libre de polvo, hospital

La imagen de Bata de laboratorio desechable con puños de punto fabricante médico



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

