

Todas las batas médicas están fabricadas con materiales de la más alta calidad, lo que proporciona una protección excelente y una comodidad superior:

- Los materiales que no desprenden pelusa son suaves y cómodos para eliminar la irritación de la piel.

- Las capas de construcción altamente transpirables se mantienen frescas, incluso durante casos largos

- Varios estilos se pueden personalizar de acuerdo con sus diferentes requisitos

Material de la tela	Material de SMS
Estilo	Con lazos en cuello y cintura, puños de punto
Dimensiones tamaño	120 * 140 cm, acn personalizarse
Peso de la tela	35-45g, podría ser su solicitud
Color	Color azul
Certificado	ISO13485, FDA, CE
MOQ:	10000 piezas
Diseño de embalaje	puede ser como tu diseño
Embalaje	1pc / bolsa de papel de plástico, 50pcs / ctn, o como requisito
Capacidad	60.000 piezas por día
El tiempo de entrega	7-30 días según la cantidad del pedido
Aplicaciones	laboratorio, clínica, industria alimentaria, taller libre de polvo, hospital

La imagen de la bata médica desechable de nivel 1 con puños de punto proveedor médico



**Tie on neck**



**Tie on belly**



**Tie on waist**




**Knitted cuff**





**Velcro  
back neck**



**Round collar**



**Tie on waist**



**Knitted cuff**

