

Casquillos desechables no tejidos, casquillo de enfermera desechable, casquillo quirúrgico Bouffant con un solo elástico

Está hecho de PP no tejido, cosido y estilo automático.

Ventajas

1. Buen protector, peso ligero, sin látex.
2. Estilo de costura, uso cómodo.
3. Los colores blanco, azul, verde, amarillo, rosa, naranja, rojo pueden estar disponibles.

Indicaciones

Para pacientes y médicos clínicos del hospital, taller libre de polvo, fábrica de alimentos.

Embalaje de tapas de clip

100PCS / bolsa, 2000PCS / caja. Tamaño del cartón: 58X25X27cm 1 * 20 contenedor puede cargar 715ctns, total 1430, 000PCS. El contenedor 1 * 40 puede cargar 1737ctns, total 3474, 000PCS

Nombre Gorros elásticos no tejidos quirúrgicos desechables

Material PP 10-30g

Gorra Style Bouffant, gorra de clip, gorra de mob. tapa de la fregona. gorro médico

Tamaño 18 ", 19 ", 20 ", 21 ", 22 ", 24 "

Color blanco, verde, azul, amarillo, rosa, rojo, naranja, etc.

embalaje 100 pcs / bolsa, 2000pcs / ctn diseño de embalaje, todas las bolsas interiores y la impresión de cartón pueden ser como su diseño

MOQ 100.000 piezas La muestra se puede suministrar gratis para su control de calidad en 3 días

Forma de pago T / T, PayPal, Western union, L / C, D / A, D / P, ESCROW,

Capacidad de tiempo de entrega: 200,000pcs / day, 1 * 40HQ se puede terminar dentro de 10-15 días;

Puerto FOB Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou