

Nombre

Vestidos de aislamiento desechables

material

PP, PP / PE, SMS, SMMS, CPE

Estilo

Ate On / Velcro en el cuello, manguito elástico / cutted, estándar o reforzado

Tamaño

S-5XL

color

Blanco, verde, azul, amarillo, rosa, rojo, gris, negro, etc.

Embalaje

10pcs / caja, 10 bolsas / CTN o 1 PC / bolsa, 50 piezas / bolsa

Diseño de embalaje

Toda la caja interna y la impresión de cartón pueden ser como su diseño

MOQ

5000 PCS

Muestra

Puede suministrarse gratis para su control de calidad dentro de 3 días

PAGO DE PAGO

T / T, PayPal, Western Union, L / C, D / A, D / P, ESCROW,

Tiempo de entrega

Capacidad: 10,000pcs / día, 1 \* 40HQ se puede terminar dentro de 10-15 días;

Puerto FOB

Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

### **Desechable No tejido Bata de aislamiento**

#### **1. 1. 1. PROTECCIÓN PP VITACIONES QUIRÚRGICAS NO ESTÉLADAS**

Está hecho de material de polipropileno hidrofóbico, libre de látex; resistente a la abrasión; linta

baja; con un alto nivel de repelencia de fluidos.  
Color: blanco, verde, azul, amarillo, naranja, etc.  
Peso del material: 30-65GSM.

## 2. PP + PE Protección de PE PROTECTORIAS NO ESTÁTILADAS

Está hecho de material PP + PE, libre de látex; resistente a la abrasión; repelente de líquido y alcohol completamente impermeable.

Color: blanco, verde, azul, amarillo.

Peso material: 40-65GSM.

## 3. PROTECCIÓN DE SMS Vestidos quirúrgicos no estériles (estándar y reforzado):

Está hecho de material SMS / Spunlace hidrofóbico, libre de látex; resistente a la abrasión; linta baja; con un alto nivel de repelencia de fluidos; Una buena barrera a la sangre, fluidos corporales y patógenos .

Con St.

Color disponible: blanco, azul.

Peso material: 35-65GSM.

> on / velcro en el cuello, manguito elástico / cortada, estándar o reforzado.