

Propiedad Traje de laboratorio de PP desechable

Todos Vestido de PP. Hecho de material de alta calidad, proporcionando una excelente protección y una comodidad superior:

- 1.SIZE: S-5XL O personalizado
2. Hecho de No tejido Material, Respirar Y cómodo, limpio y sanitario.
3. Cómodo y claro, fácil de hacer.

Especificaciones Traje de laboratorio de PP desechable

Nombre.

Desechable PAP LABAB ABAKE.

Material

PÁGINAS.

Estilo.

Manguito elástico o punto

Tamaño

S-5XL

Color

Azul

Embalaje.

10. PCS / Caja, 10 bolsas / CTN

Diseño de embalaje

Todas las casillas en y la impresión de cartón puede ser su diseño

MOQ

5000 PCs

Muestras

Se puede proporcionar gratis para su inspección de calidad dentro 2. Días

Método de pago

T / T, PayPal, Western Union, L / C, D / A, D / P, ESCROW,

Tiempo de entrega

Capacidad: 10,000 PCs / día, 1 * 40HQ se puede terminar en 20. - -25. DÍA;

Puerto FOB

Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

[foto Desechable PAP LABAB ABAKE.](#)







