

# La propiedad. De Cubierta desechable de bigote PP

Todas Toalla de algodón Están hechos de los materiales de la más alta calidad, lo que proporciona una excelente protección y una comodidad superior:

- 1.SIZE: 18.", 19.", 20.", 21." Cada pieza o personalizada
2. Hecho de. No tejido material, Respirable Y cómodo, limpio y sanitario.
3. Conveniente y ligero, fácil de llevar a cabo.

## La especificación de. Cubierta desechable de bigote PP

Material

SPP / PP + PE / SMS

Peso

1.0-2.0gms.

Estilo

Solo elástico, doble elástico.

Tamaño

18.", 19.", 20.", 21."

Color

Blanco, Verde, Azul Etc.

Embalaje.

100pcs / bolsa, 2000pcs / cartón

Diseño de embalaje

Todo lo interno La bolsa y la impresión de cartón pueden ser como su diseño.

Tamaño del cartón.

Estándar

Aplicaciones.

Hospital, spa, belleza y etc.

Moq

10.000.0. PCS

Muestras

Se puede suministrar gratis para su verificación de calidad dentro de una semana.

Plazo de pago

T / T, L / C

El tiempo de entrega

Como su cantidad (podemos terminar 100,000 PC por día)

Puerto fob

Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

**[La imagen de Cubierta desechable de bigote PP](#)**









